




扫码直联客服

临床诊断样本前置定制化处理系统



设备工作流程




设备特点

- 重量轻，体积小，结构紧凑
- 通量高
- 储料多，人工介入间隔时间长
- 深度定制，适配客户仪器、试剂和耗材
- 全程监控和在线异常处理，确保样本安全和结果100%合格
- 样本进结果出，自动化程度高

应用场景

- 血清同型半胱氨酸(HCY)全自动检测



规格参数

说明项	参数
型号	HLA024-00-000-B
功能	血清同型半胱氨酸（HCY）全自动检测
尺寸规格	980*750*1000mm
设备重量	120kg
设备节拍	40pcs/h
夹持力	最大80N
机器人	Z-Arm 1832、Z-Arm 2442

设备部件介绍

产品名称	参数描述
机器人	见附页Z-Arm 1832、Z-Arm 2442
工控机	Inter双核1.6G，内存4G，硬盘256G，千兆网口2个
显示器	14寸液晶触控显示器
离心机	4工位离心机，最高转速5000r/s
金属浴	-30°C~100°C，控温精度±0.3°C，显示精度0.1°C
移液枪	兼容TIP头：10μL，50μL，200μL，1000μL 移液精度：1000μL时≤1%，10μL时≤6%